

Reinigungs- und Desinfektionsspray Cedis

Anwendung

Zur Reinigung und Desinfektion von Hörgeräten und Otoplastiken

Ausführung

- Gebrauchsfertiges Spray zur Reinigung und Desinfektion
- Bakterizid, fungizid und hepatoviruzid
- Für Hörgeräten und Otoplastiken
- Einwirkzeit 1 Minute
- Ohne Treibgas
- Mit Zerstäuber



Technische Daten

Produktnummer	1008680 027
Statistische Warennummer	38089410



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com